





产品介绍 I Product Introduction

采用一体成型金属外壳,大大提升仪器安全性,也大大降低仪器运行噪声。 酶标板离心机是专门为96孔微孔板设计的小型瞬时离心机,能够瞬间离下挂在容器壁上的液滴。使PCR实验减少损失,显著提高扩增效果。

产品优势 I Product Advantages

- ◆ 安全可靠
- ◆ 噪音低
- ◆ 全触摸屏
- ◆ 95°翻盖
- ◆ 转速可调
- ◆金属外观





产品特点 I Product Features

- 〇 采用高强度一体成形金属外壳,安全性能好、美观大方,让仪器运行更稳定。
- 〇 采用全息背投显示技术,配备全屏触摸按键,让操作更加随心所欲。
- 〇 配备电子灯,可随时观察转运情况。
- ○适用于带裙边及不带裙边的各种标准PCR微孔板。
- 点动和定时转动结合,使实验适用范围更广。
- 转速可调试节300-2,500rpm。
- 快速离下挂壁液滴。使PCR实验减少损失,显著提高扩增效果。
- 〇设置95°翻盖打开,方便放、取微孔板。

技术参数 I Technical Parameters

型 <i>号</i>	DHP-15K
一 · 容量	2×96孔PCR板
转速	300-2500rpm
相对离心力	627g (2,500rpm)
样品处理量	2块96孔微孔板
转子固定方式	垂直固定
外形尺寸	200×200×200mm
电压	110V/220V
重量	4.2kg

107 I LAWSON