

便携式毛发研磨仪/快速毛发处理器

毛发毒品检测机研磨仪DH-2020快速毛发处理器 采用了特殊的“8”字型三维振荡模式，通过研磨珠（氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠）的高频往复振动、撞击、剪切，不仅适用于对硬性、中硬性和脆性样品的细粉碎和精细研磨，还适用于软性、弹性、纤维质材料等。快速的实现理想的研磨效果，使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染。研磨后配合胶体金检测技术，可对毛发中常见毒品(吗啡、冰毒、氯胺酮、摇头丸、大麻等)进行现场快速检测。各种毒品检出限均已达到公安部颁发《涉毒人员毛发样本检测规范》要求，该产品问世以来得到行业内广泛认可，毛发现场检测仪具备样品处理简单、携带方便、高效检测、结果精准、灵敏度高等优势，是目前非常适合公安禁毒执法人员进行现场使用的毛发毒品检测的设备。

- ◆ 紧凑设计，重量轻，方便携带。
- ◆ LCD数显功能，可以任意调节时间（3秒~240秒）。
- ◆ 调节时间和转速参数具有自我记忆功能。
- ◆ 按倒“8”字型循环运转，夹头为有效的自动锁紧装置。
- ◆ 每个样品独立研磨管中处理,避免交叉污染。
- ◆ 安全设计，工作过程中，面罩一打开，机器停止工作，保证操作安全。
- ◆ 符合人体工学设计，噪音小，自动警报提醒。
- ◆ 操作简便、维护容易、振荡均匀。

技术参数

| 型号 | DH-2019 | DH-2020 |
|----------|-------------------------------------|---------------|
| 应用领域 | 毛发快速研磨，快速筛查毒品检验等 | |
| 转速 | 5000转/分 | |
| 显示方式 | LCD显示（可升级） | |
| 处理量 | 2.0ml*4；也可适配2ml*3,5ml*2适配器（螺帽/不带边缘） | |
| 定时范围 | 3秒~240秒 | |
| 研磨珠直径/材料 | 1-6mm 氧化锆、不锈钢； | |
| 噪音等级 | <65db | |
| 研磨方式 | 湿磨，干磨 | |
| 功率 | 60W、100W | |
| 电源 | AC 220±20V, 50HZ； DC 24V,5A | |
| 外型尺寸 | 210*240*170mm | 210*140*150mm |
| 重量 | 5.2kg | 2.2kg |

*注：可加配便携式移动电源,随时随地可使用。

PORTABLE HAIR GRINDER 便携式毛发研磨仪



常用选配件（适配器/研磨珠/研磨管等） 规格

4*2.0ml标准螺帽

2*5.0ml标准螺帽

*注：标配4*2ml或2*5ml螺帽适配器，3mm&5mm不锈钢或氧化锆专用研磨珠。



氧化锆

不锈钢